



Elmedica

Официальный партнер ООО «МедКом» <https://shop.medcom.ru> +7(495)509-41-88

Чемодан-укладка
для бригад машин скорой
медицинской помощи

Универсальный инструмент бригады скорой медицинской помощи.

Компания ЭльМедика является поставщиком современного оборудования и комплексных решений для служб скорой помощи и медицины катастроф.

При выборе оборудования мы ориентируемся на потребности профессиональных пользователей в службах экстренной помощи, которые оказывают первую помощь, занимаются транспортировкой пациентов и работают в чрезвычайных условиях.

Используя многолетний опыт и рекомендации специалистов, мы разработали чемодан для оказания первой помощи, который можно использовать в самых суровых погодных условиях при сохранении прочности и удобства эксплуатации.



О разработке

Разработан опытными инженерами. Производится в России.

Разработка чемодана велась российскими и немецкими инженерами. Производственный процесс полностью располагается в России. Это позволяет обеспечивать постоянный контроль качества на всех этапах производства и сборки.



Продуманная конструкция с дополнительными ребрами жесткости и высокопрочный пластик позволяют выдерживать вертикальную нагрузку на крышку не менее 100 кг и использовать чемодан для сидения.

Материал стоек к широкому спектру температурных режимов и рекомендован к эксплуатации в различных климатических условиях. Комбинация ложементов и внутренних износостойких перегородок, которые можно переставлять или убирать, позволяет максимально удобно организовать пространство для различных потребностей и вариантов укладок, а также обеспечивает хороший обзор внутреннего наполнения.

Характеристики

Габаритные размеры, мм

517,7 x 260,3 x 326

Масса пустого чемодана

3,5 кг

Официальный партнер ООО «МедКом» <https://shop.medcom.ru> +7(495)509-41-88


Внутреннее содержание чемодана-укладки

Из чего состоит чемодан-укладка Элмедик

Пластиковая ампульница

Лоток для размещения
принадлежностей

Манипуляционный столик






Сумка для принадлежностей

Ампулодержатель

Отсоединяемые перегородки

Варианты оснащения чемодана-укладки

Чемодан-укладка Элмедик поставляется с наборами, которые позволяют оказывать экстренную или неотложную медицинскую помощь вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях.



Базовая
комплектация




Укладка
общепрофильная



Набор
акушерский



Набор
реанимационный



Набор реанимационный
неонатальный



Набор реанимационный
педиатрический



Укладка для оказания
первичной помощи взрослым




Укладка специализированная
(реанимационная)

Новинка — прозрачная ампульница

Новая модель прозрачной ампульницы доступна в виде дополнительной опции и может использоваться вместо или вместе со стандартными ложементами.

Ампульница быстро и удобно фиксируется как во внутреннем отделении чемодана, так и в лотке, и подходит для размещения ампул различного размера и формы.



Оснащение базовой комплектации



Манипуляционный
столлик



Сумки и чехлы для хранения
необходимых принадлежностей



Ремень для
переноски на плече